



## FitMax™ ППНВ пълна лицева маска

за използване с ППНВ и неинвазивна вентилация на две нива



Реанимация • FitMax™ ППНВ пълна лицева маска



Качество, иновация и избор

Interact with us



[www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)

## FitMax™ ППНВ пълна лицева маска

FitMax ППНВ пълна лицева маска е за използване от един възрастен пациент (>30kg) при неинвазивна вентилация с ППНВ и лечение на две нива в болнична среда. Конструкцията на маската помага за елиминиране на проблеми с назалния мост, възникващи при традиционните маски за уста и нос. FitMax е лесна за поставяне и е налична в 3 размера, подходящи за повечето пациенти.

За различни клинични ситуации са предвидени два варианта за коляно с цветно обозначение – коляно против асфикция с изпускателен порт за системи за обдишване с една линия и стандартно коляно за използване в системи за обдишване с две линии.



**Вентилирано коляно против асфикция** с порт за монитор за използване в системи за обдишване с една линия

**Стандартно коляно** с порт за монитор за използване в системи за обдишване с две линии

Код	Описание	Коляно с цветно обозначение	Кол-во/кашон
<b>За използване в системи за обдишване с една линия</b>			
2290020	FitMax ППНВ пълна лицева маска с вентилирано коляно против асфикция, сбруя за глава, средна	●	10
2290030	FitMax ППНВ пълна лицева маска с вентилирано коляно против асфикция, сбруя за глава, голяма	●	10
2290040	FitMax ППНВ пълна лицева маска с вентилирано коляно против асфикция, сбруя за глава, свръхголяма	●	5
<b>За използване в системи за обдишване с две линии</b>			
2290070	FitMax ППНВ пълна лицева маска със стандартно коляно, сбруя за глава, средна	●	10
2290080	FitMax ППНВ пълна лицева маска със стандартно коляно, сбруя за глава, голяма	●	10
2290090	FitMax ППНВ пълна лицева маска със стандартно коляно, сбруя за глава, свръхголяма	●	5

[Make an enquiry](#)

[Watch the video](#)

Маските FitMax се произвеждат от Besmed Health Business Corporation, Тайван и се разпространяват от Intersurgical Ltd

Помислете, преди да разпечатате тази листовка. Спестете енергия и хартия. Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно. IS1.52 • Издание 2 10.21



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK  
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Производителят Intersurgical Ltd е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 и MDSAP

Помислете, преди да разпечатате тази листовка. Спестете енергия и хартия. Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно.

Великобритания • Ирландия • Франция • Германия • Испания • Португалия • Италия • Бенелюкс • Швеция • Дания • Литва • Русия • Чешка Република • Турция • Южна Африка • Китай • Япония • Тайван • Филипини • САЩ • Канада • Колумбия •