



BITrac MaxShield Select™

Педиатрична пълна лицева маска за неинвазивна вентилация



Реанимация • Pulmodyne®



Качество, иновация и избор

Interact with us



www.intersurgical.com



Информационна листовка • Реанимация

BiTrac MaxShield Select™

Нашата пълна лицева маска BiTrac MaxShield Select не притиска носа и разпределя налягането върху по-голяма площ, същевременно намалявайки клаустрофобията у пациента. Взаимозаменяемите колена значително намаляват отпадъците, защото коляното на маската се сваля и подменя лесно при прехвърлянето на пациента от стандартна вентилация към машини с две нива и обратно.



Налични са 3 размера.

малка за възрастни, свръхмалка и свръх-свръхмалка **заключалка**

Свръхмека сбруя, тип „боне“

Сигурни скоби

Меко силиконово уплътнение

Байонетна
за сигурно съединяване на коляното

Налични са взаимнозаменяеми колена според потребностите на вашите пациенти

XS маска с вентилирано коляно с клапа против асфикция и удължаваща тръба



XXS маска със стандартно невентилирано коляно



BiTrac MaxShield Select™ педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9527	BiTrac MaxShield Select педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, 15 cm удължаваща тръба с 22М шарнирно съединение, свръхмалка	10
313-9526	BiTrac MaxShield Select™ педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, 15 cm удължаваща тръба с 22М шарнирно съединение, свръх-свръхмалка	10



BiTrac MaxShield Select педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9525	BiTrac MaxShield Select педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, свръхмалка	10
313-9524	BiTrac MaxShield Select педиатрична пълна лицева маска с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, свръх-свръхмалка	10



BiTrac MaxShield Select пълна лицева маска с взаимнозаменяемо коляно, малка за възрастни

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9554	BiTrac MaxShield Select пълна лицева маска с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, малка за възрастни	10
313-9551	BiTrac MaxShield Select пълна лицева маска с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, малка за възрастни	10



Принадлежности

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9529	Резервна сбруя за педиатрична BiTrac MaxShield™, размер свръхмалък	10
313-9528	Резервна сбруя за педиатрична BiTrac MaxShield, размер свръх-свръхмалък	10
313-9602	BiTrac Select педиатрична гълна лицева маска с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, 15 cm удължаваща тръба с 22M шарнирно съединение	10
313-9599	BiTrac Select взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно	10



Включени инструкции за размер

 Е илюстрирано

BiTrac Select и BiTrac MaxShield Select се произвеждат от Pulmodyne Inc, САЩ и се разпространяват от Intersurgical Ltd

Помислете, преди да разпечатате тази листовка

IS1.61 • Издание 1 03.22

Спестете енергия и хартия. Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно.



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com

Великобритания • Ирландия • Франция • Германия • Испания • Португалия • Италия • Бенелюкс • Швеция • Дания • Литва • Русия • Чешка Република • Турция • Южна Африка • Китай • Япония • Тайван • Филипини • САЩ • Канада • Колумбия • Австралия