



BiTrac™ NIV

Маски за неинвазивна вентилация



Реанимация • Pulmodyne®



Качество, иновация и избор

Interact with us

www.intersurgical.com



BiTrac™ неинвазивна вентилация

Фамилията продукти за неинвазивна вентилация BiTrac предлагат разнообразие от интерфейси, предназначени за повишаване на комфорта на пациента и съответствие със сценариите на дихателно страдание. Пълните маски и маските за нос могат да се регулират свободно, а конструкцията на уплътнението им минимизира натиска върху моста на носа.

Асортиментът ни от взаимозаменяеми колена значително намалява отпадъците, защото коляното на маската се сваля и подменя лесно при прехвърлянето на пациента от стандартна вентилация към машини с две нива и обратно.



Взаимнозаменяеми колена



Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9599	BiTrac Select™ взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно	10
313-9593	BiTrac Select взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция	10
313-9598	BiTrac Select взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция	10
313-9594	BiTrac Select взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор	10
313-9595	BiTrac Select взаимнозаменяемо невентилирано коляно с порт за небулизатор	10
313-9596	BiTrac Select взаимнозаменяеми	10
313-9597	BiTrac Select взаимнозаменяемо невентилирано коляно с порт за бронхоскопия	10



BiTrac Select™ пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9509	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, свръхголяма за възрастни	10
313-9508	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, голяма за възрастни	10
313-9507	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, средна за възрастни	10
313-9506	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо стандартно невентилирано коляно, малка за възрастни	10



BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9514	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, свръхголяма за възрастни	10
313-9513	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, голяма за възрастни	10
313-9512	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, средна за възрастни	10
313-9511	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо вентилирано коляно с клапа против асфикция, малка за възрастни	10



BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9504	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция, свръхголяма за възрастни	10
313-9503	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция, голяма за възрастни	10
313-9502	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция, средна за възрастни	10
313-9501	BiTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция, малка за възрастни	10

**ViTrac Select™ пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор**

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9518	ViTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор, свръхголяма за възрастни	10
313-9517	ViTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор, голяма за възрастни	10
313-9516	ViTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор, средна за възрастни	10
313-9515	ViTrac Select пълна лицева маска за неинвазивна вентилация с взаимнозаменяемо невентилирано коляно с клапа против асфикция и порт за небулизатор, малка за възрастни	10

**ViTrac™ маска за нос за неинвазивна вентилация със стандартно невентилирано коляно**

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9016W	ViTrac маска за нос за неинвазивна вентилация със стандартно невентилирано коляно, свръхголяма за възрастни	10
313-9015W	ViTrac маска за нос за неинвазивна вентилация със стандартно невентилирано коляно, голяма за възрастни	10
313-9014W	ViTrac маска за нос за неинвазивна вентилация със стандартно невентилирано коляно, средна за възрастни	10
313-9013W	ViTrac маска за нос за неинвазивна вентилация със стандартно невентилирано коляно, малка за възрастни	10

Резервни сбруи

Код	Описание	Кол-во/кашон
313-9026	Резервна сбруя за ViTrac пълна лицева маска и маска за нос	10
313-9027	Резервна сбруя CAP за ViTrac пълна лицева маска и маска за нос	10

ViTrac Select и ViTrac MaxShield Select се произвеждат от Pulmodyne Inc, САЩ и се разпространяват от Intersurgical Ltd

Помислете, преди да разпечатате тази листовка

Спестете енергия и хартия. Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно.

IS1.62 • Издание 2 07.22



Intersurgical Ltd, Crane House, Moly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com

Великобритания • Ирландия • Франция • Германия • Испания • Португалия • Италия • Бенелюкс • Швеция • Дания • Литва • Русия • Чешка Република • Турция • Южна Африка • Китай • Япония • Тайван • Филипини • САЩ • Канада • Колумбия • Австралия