



Асортимент за PEP терапия с положително експираторно налягане



ТерAPIя с кислород и аерозол • Респираторна физиотерAPIя

 **INTERSURGICAL**
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
Качество, иновация и избор

Interact with us





Информационна листовка • ТерAPIя с кислород и аерозол

www.intersurgical.com

Асортимент за PEP терапия на Intersurgical

Intersurgical предлага асортимент от продукти за терапия с доставка на положително експираторно налягане. Модулната конструкция на асортимента от продукти позволява на лекаря избор от девет PEP резистора с цветно обозначение и два пациентски интерфейса. Тройникът PEP се доставя с

мундшук, който се подменя лесно при необходимост от маска за лице. Към системата може да се свърже манометър през РЕР конектора (1956020), предназначен за връзка между тройника и РЕР резистора.



Код	Описание	Кол-во/кашон
РЕР резисторите са опаковани в пликкове по 10 броя		
8020060	РЕР резистор 6.0mm, виолетов, за употреба от един пациент	400
8020050	РЕР резистор 6.0mm, кафяв, за употреба от един пациент	400
8020045	РЕР резистор 4.5mm, червен, за употреба от един пациент	400
8020040	РЕР резистор 4.0mm, оранжев, за употреба от един пациент	400
8020035	РЕР резистор 3.5mm, зелен, за употреба от един пациент	400
8020030	РЕР резистор 3.0mm, син, за употреба от един пациент	400
8020025	РЕР резистор 2.5mm, жълт, за употреба от един пациент	400
8020020	РЕР резистор 2.0mm, бял, за употреба от един пациент	400
8020015	РЕР резистор 1.5mm, черен, за употреба от един пациент	400
РЕР тройник, пациентски интерфейси и конектори		
1956013	РЕР тройник, порт за инхалация -22М/15F-22М с еднопътен клапан и мундшук, 22F, за употреба от един пациент	80
1956020	РЕР конектор за манометър, 15М, 22М/15F, 6mm коляно с тръба, 1.3m	40
7296001	ClearLite анестетична маска за лице, размер 6, свръхголяма за възрастни, червен маншет, без пръстен с кука, 22F	20
7295001	ClearLite анестетична маска за лице, размер 5, голяма за възрастни, оранжев маншет, без пръстен с кука, 22F	35
7294001	ClearLite анестетична маска за лице, размер 4, за възрастни, зелен маншет, без пръстен с кука, 22F	35
7293001	ClearLite анестетична маска за лице, размер 3, малка за възрастни, жълт маншет, без пръстен с кука, 22F	35
7292001	ClearLite анестетична маска за лице, размер 2, педиатрична, бял маншет, без пръстен с кука, 22F	25



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Производителят Intersurgical Ltd е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 и MDSAP

Помислете, преди да разпечатате тази листовка
Спестете енергия и хартия.
Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно. | S10.37 • Издание 3 08.21