

Анестезия • Анестетични системи за обдишване



Качество, иновация и избор

Interact with us

www.intersurgical.com



Информационна листовка • Реанимация

DuoFlow™ система за обдишване с двоен лумен

Системата за обдишване с двоен лумен DuoFlow включва инспираторен и експираторен газов път в една система с линия 22mm.

Вътрешно формованият септум създава газонепроницаемо отделение и позволява пренос на топлина между вдишваните и издишваните газове, като оптимизира температурата и влажността на газа. Конструкцията минимизира излагането на температурата на околния въздух и охлаждането на газовете, като така намалява кондензата в системата.

Единичната линия намалява теглото на системата в сравнение с традиционните "Y" системи и така намалява потенциалното издърпване и усукване на съединенията на дихателния път на пациента.

Системата за обдишване DuoFlow не съдържа DEHP, като конструкцията с една линия намалява съдържанието на материал, а оттам и отпадъците и въздействието върху околната среда.



Видео е налично на www.intersurgical.com



Една линия – две функции

Единичната линия намалява теглото на системата и всяко издърпване и усукване на дихателния път на пациента.

Подобрена топлинна ефективност

Вдишваните газове се затоплят до температурата на издишваните газове, което води до оптимална влажност на подаваните към пациента газове.

Проста, безопасна и удобна

Единичната линия улеснява позиционирането и опората и намалява броя на съединенията между пациента и машината за анестезия. Опцията с вградена линия за монитор допълнително намалява това.

Тестер за теч

Осигуреният за всяка система предварителен тестер за теч потвърждава целостта на вътрешния лумен с цел предотвратяване на неволно смесване на вдишаните и издишаните газове, гарантирайки безопасност на пациента.

Прецизност на работата


Намаленото съответствие на системата повишава точността на подаваната предписана вентилация, запазвайки стерилността.

Един размер

Подходяща за възрастни и педиатрични пациенти с дихателен обем >50ml, което опростява грижата за пациента и намалява необходимите запаси и складово пространство.



илюстрация на системата

Код	Описание	Дължина	Кол-во/кашон
2920000	22mm DuoFlow система за обдишване с Люерово коляно	≥1.8m	12
2920001	22mm DuoFlow система за обдишване с 2l плик и Люерово коляно	≥1.8m	12
 2920010	22mm DuoFlow система за обдишване с коляно и вградена линия за монитор	≥1.8m	12
2920011	22mm DuoFlow система за обдишване с 2l плик, коляно и вградена линия за монитор	≥1.8m	12

Изпратете запитване



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Производителят Intersurgical Ltd е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 и MDSAP

Помислете, преди да разпечатате тази листовка
Спестете енергия и хартия.
Ако трябва да разпечатате тази листовка, направете го двустранно.

Великобритания • Ирландия • Франция • Германия • Испания • Португалия • Италия • Бенелюкс • Швеция • Дания • Литва • Русия • Чешка Република • Турция • Южна Африка • Китай • Япония • Тайван • Филипини • САЩ • Канада • Колумбия •