




Анестетични модулни системи за обдишване

Приоритет е безопасността на пациента, наличие на клиничен избор



Анестезия • Анестетични системи за обдишване



Нов стандарт за грижа

Анестетичните модулни системи за обдишване на Intersurgical са нов асортимент стандартни системи за обдишване, проектирани за подобрена безопасност и посрещане на повечето клинични ситуации, същевременно подобрявайки управлението на запасите и намалявайки отпадъците.


Всички системи са оборудвани с вградена линия за монитор и антимикробна добавка Silver Knight™, подобряваща безопасността на пациента и намаляваща риска от вътреболнична инфекция в операционната.


Избор между системи за обдишване Flextube™ или UniFlow™ с асортимент дължини на тръбите от 1.6m до 5.6m и опцията Compact™ или Flextube™ линии за пликосе. Анестетичните модулни системи за обдишване осигуряват максимална гъвкавост на продукта, като същевременно минимизират излишните отпадъци и предоставят повишена сигурност на доставките.

За лесна референция при анестетичните модулни системи за обдишване последните 2 цифри на всеки каталожен код обозначават дължината на системата за обдишване или линията. Например 2919016 е дължина 1.6 m

А Изберете вида и дължината на необходимата система за обдишване

Uniflow™ Silver Knight™ системи за обдишване – налични в 4 дължини






Flextube™ Silver Knight™ системи за обдишване – налични в 7 дължини

Watch the video

По-малко съединения
Минимизира риска от
разединяване и възможността
линията за монитор да се
захване или оплете

Вградена линия за монитор
Оптималната позиция осигурява
последователен и точен мониторинг



Silver Knight
Антимикробна
защита, намаляваща
бактериите с 99.9%



Silver Knight
Антимикробна защита,
намаляваща бактериите с 99.9%



В Изберете линия за плик, ако е необходима



Компактна линия за плик

или

Silver Knight линия за плик



Налични в 3 дължини



Налични в 4 дължини

Линиите са налични в различни дължини от 0.8-3m в зависимост от вида на

A

+

B

=

Комплектована, готова за употреба система
Приоритет е безопасността на пациента, наличие на клиничен
избор



Информация за поръчване

A Flextube™ Silver Knight™ системи за обдишване

Код	Описание	Кол-во/кашон
2016016	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 1.6m	12
2016024	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 2.4m	8
2016032	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 3.2m	5
2016036	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 3.6m	8
2016040	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 4.0m	4
2016048	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 4.8m	4
2016056	22mm Flextube Silver Knight антимикробна система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 5.6m	6

направете запитване

Uniflow™ Silver Knight™ системи за обдишване

Код	Описание	Кол-во/кашон
2919016	30mm Uniflow Silver Knight антимикробна коаксиална система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 1.6m	8
2919024	30mm Uniflow Silver Knight антимикробна коаксиална система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 2.4m	10
2919032	30mm Uniflow Silver Knight антимикробна коаксиална система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 3.2m	15
2919048	30mm Uniflow Silver Knight антимикробна коаксиална система за обдишване с балон 2l и вградена линия за монитор, ≥ 4.8m	10

направете запитване

B Compact™ линия за плик

Код	Описание	Кол-во/кашон
2016115	22mm компактна линия за плик, ≥ 1.5m	100
2016120	22mm компактна линия за плик, ≥ 2.0m	100
2016130	22mm компактна линия за плик, ≥ 3.0m	100

направете запитване

Flextube™ Silver Knight™ линии за плик

Код	Описание	Кол-во/кашон
2016208	22mm Flextube Silver Knight антимикробна линия ≥ 0.8m	15
2016212	22mm Flextube Silver Knight антимикробна линия ≥ 1.2m	30
2016216	22mm Flextube Silver Knight антимикробна линия ≥ 1.6m	25
2016224	22mm Flextube Silver Knight антимикробна линия ≥ 2.4m	25

направете запитване



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Производителят Intersurgical Ltd е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 и MDSAP