

Превод от английски език

Информационен лист ■ Интензивно лечение



Intersurgical i-flow™ Назална канюла с голям дебит



Интензивно лечение ■ Назална канюла с голям дебит



Quality, innovation and choice

Качество, иновации и избор

Взаимодействайте с нас



www.intersurgical.com



Intersurgical i-flow™ - Назална канюла с голям дебит

Канюлата i-flo на Intersurgical представлява пациентен интерфейс за еднократна употреба, предназначен за терапия с подаване на кислород с голям дебит (High Flow Oxygen Therapy / HFOT). Канюлата i-flo се предлага в три размера и е за употреба при възрастни пациенти в болнични условия.

HFOT стана ключов момент в дихателната поддръжка при пациенти с хипоксемична дихателна недостатъчност и се счита, че тя предлага много положителни ефекти в сравнение с конвенционалната кислородотерапия. Те включват:

- Подобрена оксигенация
- Намалено усилие по време на дишането
- Подобрено отстраняване на секрециите
- Подобрена поносимост от страна на пациента
- Избягване на интубирането^[1]

Канюлата i-flo допълва обширния асортимент от използваните в интензивната терапия системи и интерфейси за обдишване, за които е разработен удобен дизайн, целящ подобрена функционалност и по-голямо удобство за пациентите

Канюлата i-flo притежава множество уникални характеристики и положителни ефекти, осигуряващи оптимална терапия с подаване на кислород с голям дебит (HFOT).



[1] Nasaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits and Adverse Effects. Resp. Car



Адаптивно и сигурно



180°

Позициониране

Уникалното въртящо се на 180° коляно на i-flo позволява лесното и удобно позициониране на оборудването около леглото на пациента

Клипсът и ремъкът на i-flo създават сигурна опора за тръбите на системата за обдишване и позволява на пациента да се движи свободно без опасност от разместване на канюлата или поява на дискомфорт.

Удобна и поддържаща



Анатомичният дизайн на лицевата част насочва каишката за главата над ушите на пациента и намалява до минимум протриването и дискомфорта

Гъвкавата полутвърда лицева част осигурява равномерното разпределение на налягането на каишката върху бузите на пациента. Това намалява стабилността на канюлата, създава опора и предотвратява развитието на рани от притискане.



Символи "Без фталат" и "Без латекс"



Канюла Intersurgical i-flow™

Код	Описание	Брой в кутия
7300000	Назална канюла i-flow с голям дебит, малка, за възрастни	7
7301000	Назална канюла i-flow с голям дебит, средна, за възрастни	7
7302000	Назална канюла i-flow с голям дебит, голяма, за възрастни	7

Направете справка




Видеото е налично на www.intersurgical.com



Системи за обдишване с единична гофрирана тръба

Код	Описание	Брой в кутия
2060310	Единична гофрирана тръба 22mm със затопляща намотка и камера за автоматично пълнене и допълнителна тръба. ≥ 1.6m	7



Температурен порт



Овлажнителна
камера (схема)



Клипс за фиксиране на
тръбата (схема)



Intersurgical Ltd., Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire RG41 2RZ, UK
(Интерсърджикъл Лимитид, Крейн Хаус, Моли Милърс Лейн, Уокингам, Беркшир RG41 2RZ, Обединенс кралство)
Т: +44 (0) 118 9656 300 Факс: +44 (0) 118 9656 356
info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Производител: Intersurgical Ltd. (Интерсърджикъл Лтд. /АД/) има Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и ISO 14001:2015

Молим, помислете преди да разпечатате
Спестете енергия и хартия. Ако е необходимо да разпечатате тази информационна листовка (брошура), молим разпечатайте я двустранно.

IS1.53 • Изд. 1 12.20

Обединено кралство • Ирландия • Франция • Германия • Испания • Португалия • Италия • Бенелюкс • Швеция • Дания • Литва • Русия • Чешка република • Турция • Южна Африка • Китай • Япония • Тайван • Филипини • САЩ • Канада • Колумбия • Австралия