


Willomesh®

Икономичната
хирургическа мрежа



Willomesh® е висококачествена хирургическа мрежа от полипропилен за репаратура на хернии и реконструкция на стената на гръдния кош.



Подходяща
както за стандартни,
така и за
лапароскопски
процедури

Willomesh® е произведена по ISO 13485 и сертифицирана по CE; клас IIb.



Willomesh® е
предназначена
за
**перманентна
опора**



Икономична
Willomesh® е с
конкурентна
цена

ОБХВАТ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на продукта


- плетена хирургическа мрежа от 100% полипропиленови монофиламентни влакна
- стерилно изделие

Гъвкавост




Willomesh® е гъвкава, силна, еластична и прозрачна, с проницаеми пори

Форма по желание



Willomesh® може да се реже до желания размер

Якост



Willomesh® има много голяма якост на опън и сила на скъсване 18 kg/cm²

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Репаратура на хернии
- Реконструкция на стената на гръдния кош
- Травматични или хирургически рани
- Интервенционни процедури по фасцията
- Подходяща за лапароскопски процедури



Willomesh®

ЕТАПИ НА ОПАКОВАНЕ




Стерилна торбичка



Отворете с обелване






Хартиена опаковка, съдържаща мрежата



Стерилната мрежа е готова за прилагане

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

MPN	Описание	Раз	Количество в
26011NL-05	Willomesh®	6 x 11 cm	5
26012NL-05	Willomesh®	10 x 15 cm	5
26013NL-05	Willomesh®	15 x 15 cm	5
26014NL-05	Willomesh®	15 x 30 cm	5
26015NL-05	Willomesh®	9 x 14 cm	5
26016NL-05	Willomesh®	7.5 x 15 cm	5
26017NL-05	Willomesh®	20 x 20 cm	5
26018NL-01	Willomesh®	30 x 30 cm	1
26019NL-05	Willomesh®	6 x 11 cm предварително нарязана	5
26020NL-05	Willomesh®	25 x 35 cm	5
26021NL-05	Willomesh®	5 x 10 cm	5
26022NL-05	Willomesh®	10 x 10 cm	5



НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Идентификация и проследимост:

Всяка мрежа Willomesh® има UDI код и партиден номер.

Съхранение:

между 15 и 25°C, на сухо място

Стерилизация:

с етиленов окис; да не се стерилизира повторно.

Изделие за еднократна употреба**Противопоказания, предупреждения и странични действия:**

Вижте инструкциите за употреба.

CE щемпел:

медицинско изделие клас IIb съгласно директива 93/42/CEE.

Съответства на приложимите стандарти и разпоредби Качество:

Системата за управление на качеството на Will-Pharma е сертифицирана по ISO 13485:2016.

Willomesh® е регистрирана търговска марка на Will-Pharma.

Производител:

Will-Pharma BV, Beechavenue 6, 1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

Референтен документ:

Willo-BRO-Rev1